

### Bestellijst inzendmateriaal brievenbusformaat

Materiaal	Aantal
Met formaline gevulde buisjes	5 ml .....
Met formaline gevulde buisjes	15 ml .....
Met formaline gevulde buisjes	30 ml .....
Kokers voor objectglaasjes	per 10 st .....
Gripzakjes	per 10 st .....
Sealbags	per 10 st .....
Absorberend materiaal	per 10 st .....
A5 enveloppen, compleet	per 10 st .....
Blok met 50 inzendformulieren	.....

Grotere weefseldelen kunnen eerst in de praktijk (na te zijn ingesneden om het indringen van het fixativum te vergemakkelijken) in voldoende formaline worden gefixeerd en daarna (afgedept) worden verpakt in een sealbag (dit is dan de eerste container). Vervolgens met enig absorberend materiaal in een tweede sealbag verpakken. Het geheel kan nu veilig worden verstuurd in een envelop of doos. Tip: Bij insnijden van een weefselstuk om fixatief te laten indringen is het raadzaam om zodanig in te snijden dat het kritische gedeelte intact blijft.

Milt: Eerst fixeren zoals beschreven. Daarna stukjes uitsnijden op grens van normaal naar abnormaal omdat daar evt. nog vitaal tumorweefsel aanwezig is. Restant even bewaren tot na uitslag patholoog.

Bij het verzenden van **pakjes** heeft u 2 mogelijkheden: u verstuurt gefrankeerd naar de Postbus 144 te Valkenburg of ongefrankeerd naar ons antwoordnummer. In het laatste geval brengen **wij** de porto van het pakje in rekening.

Heeft u behoefte aan ander (groter) inzendmateriaal neemt u dan even contact met ons op.

**Waar moet de bestelling naar toe :**

Praktijkgegevens:

Praktijknaam: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

PC / Plaats: \_\_\_\_\_

Telefoonnummer: \_\_\_\_\_

Datum : .....

**Op werkdagen zijn wij doorlopend telefonisch bereikbaar voor informatie of advies!**